





FBC12



bodytone



FBC12

Back extension

Indiqué pour les exercices d'entraînement des lombaires, des fessiers et des ischio-jambiers.



125 cm
105 cm
71 cm

Mesures



50
kg

Poids net



6,5
cm

Épaisseur mousse



9
positions

Réglage



100x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier de 100x50 mm et 2,5 mm d'épaisseur, soudé par procédé robotisé, sans projections. Plats de liaison structurelle de 6 mm pour une rigidité supplémentaire.

POSITIONNEURS

Positionneur de type pop pin en technopolymère, assurant un réglage fluide et ferme.

MOBILITÉ

Roues de transport intégrées.

REPOSE-JAMBES

Mousse en polyuréthane injectée haute densité, confort optimal. Épaisseur de 6,5 cm.

ROULEAUX

Mousse en polyuréthane injectée haute densité, confort optimal. Diamètre : 138 mm et 50 mm d'épaisseur.

REVÊTEMENT

Finition similicuir Carbon Fiber. Grande résistance au frottement et à l'usure. Traitement anti-transpiration et antibactérien.

TIGES DE RÉGLAGE

Tube en acier de 70 x 30 mm sur platine de 6 mm d'épaisseur.

POSITIONS DE RÉGLAGE

Repose-jambes réglable en 9 positions.

ZONE DE TRAVAIL

Indiqué pour les exercices d'entraînement des lombaires, des fessiers et des ischio-jambiers.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Finitions de haute qualité. Embouts en ABS thermoplastique de 3,5 mm.

BASES

Recouvertes de caoutchouc antidérapant.

VISSERIE

M10, classe de résistance 8.8

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Entretien bimensuel. Lubrification des tiges, guides, roulements et pop pin. Nettoyage des revêtements avec un chiffon humide.

PROCÉDÉ DE PEINTURE

3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions dégraissantes afin de garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour assurer une isolation adéquate contre l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture époxy polyester en poudre, séchées à 240°C.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.



150 kg

Poids max. utilisateur

bodytone